



LM SharpJack™ SD

Stück violett, LM-ErgoSense® Griff



Artikelnr.: 210387
Hersteller: Medicom GmbH
Gewicht: 0.029 kg
Höhe: 16 mm
Breite: 50 mm
Länge: 190 mm

€ 78,79

Zzgl. MwSt.

Stück Scaler violett, LM-ErgoSense® Griff

Das neue *LM-SharpJack™ SD* Instrument verfügt über extralange, dünne Klingen für einen bequemen interproximalen Zugang und ist die beliebteste Scaler-Ausführung in den USA. Der Schaft ist optimal abgewinkelt und daher sowohl im Front- als auch im Seitenzahnbereich universell einsetzbar.

- Schleiffreie LM Sharp Diamond™ Beschichtung
- Scaler für den Frontzahnbereich/Seitenzahnbereich
- Dünne, zweischneidige Klingen für einen einfachen und effizienten interproximalen Zugang

Griffvariante:

LMErgoSense®

Das Design mit dem größeren Durchmesser bietet eine sensationelle Griffigkeit, die sich in wissenschaftlichen klinischen Tests als ergonomisch und effizient erwiesen hat. Der einzigartig intelligente Griff ist optional mit RFID-Chip erhältlich. Durch die Kompatibilität mit dem LM Dental Tracking System™ bieten sich viele Möglichkeiten, das Bestandsmanagement und die Patientensicherheit zu verbessern.