

# PrograPrint Clean

Stück



Artikelnr.: 210430

Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH

Gewicht: 22.2 kg

**€ 2.203,60**

*Zzgl. MwSt.*

## Stück Reinigungsgerät

Das Reinigungsgerät PrograPrint Clean dient zur Reinigung der gedruckten 3D-Objekte mit Isopropanol (IPA). Es ermöglicht die Reinigung der Druckobjekte, während sie auf der Bauplattform fixiert sind. Der Magnetrührer mit automatischer Drehrichtungsänderung und die zweistufige Reinigungsmöglichkeit sorgen für ein optimales Ergebnis. Das Reinigungsgerät hat eine robuste und langlebige Metallkonstruktion. Es ist abgestimmt auf das ProArt Print-Material und ist TÜV geprüft.