

# PrograPrint Cure

Stück



Artikelnr.: 210431

Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH

Gewicht: 22.4 kg

**€ 4.203,60**

*Zzgl. MwSt.*

## Stück Lichtgerät

Das Lichthärtegerät *PrograPrint Cure* mit LED-Technologie dient der Aushärtung der erzeugten Druckobjekte. Es zeichnet sich durch eine hohe Lichtintensität aus. Das Licht verteilt sich dank spezieller Innenverspiegelung gleichmässig in der Polymerisationskammer und sorgt so für eine ideale Belichtung der Druckobjekte. Die Druckobjekte können während der Polymerisation auf der Bauplattform des PrograPrint PR5 verbleiben: Der Polymerisationsraum ist dafür gross genug. Aufgrund der gleichbleibend hohen Lichtintensität ermöglicht *PrograPrint Cure* auch das Aushärten von lichthärtenden Labor-Composites wie z.B. SR Nexco®. Voreingestellte Belichtungsprogramme sorgen für hohen Anwenderkomfort. Sie können auch eigene, individuelle Programme für andere Materialien erstellen.