



ProArt Print Model

Stück beige



Artikelnr.: 210433
Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH
Gewicht: 1.197 kg

€ 295,82

Zzgl. MwSt.

Stück 1.000 ml beige

ProArt Print Model ist ein opak-beigefarbenes Material und eignet sich für die Herstellung von Modellen. Es können mit diesem einen Material Implantat- oder Tiefziehmodelle, aber auch volle/hohle Modelle mit herausnehmbaren Stümpfen angefertigt werden. Das vielseitige Material ist sehr angenehm in der Handhabung, da es dem konventionellen Gips in Optik und Haptik sehr nahe kommt.