



ProArt Print Wax

Stück yellow



Artikelnr.: 210438
Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH
Gewicht: 1.148 kg

€ 423,09

Zzgl. MwSt.

Stück 1.000 ml yellow

ProArt Print Wax brennt rückstandslos aus und eignet sich daher ideal zur Herstellung von Pressobjekten. In der Presstechnik ist *ProArt Print Wax* in Verbindung mit IPS e.max Press das ideale Hilfsmittel. Die Presskeramik ermöglicht sowohl die Herstellung monochromatischer als auch polychromatischer Restaurationen und Implantatversorgungen. Es können einzelne Inlays, Onlays, Kronen oder Brücken hergestellt werden. Zusätzlich ist auch der Druck von Wachsbäumen mithilfe des Software-Add-ons Digital Wax Tree möglich.