



smarhand liquid

Flasche 100 ml



Artikelnr.: 210494
Hersteller: Smartdent
Gewicht: 0.098 kg
Höhe: 138 mm
Breite: 25 mm
Länge: 51 mm

€ 1,88

Zzgl. MwSt.

Flasche 100 ml

Das *smarhand liquid* ist eine alkoholhaltige, antiseptische Lösung für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Sie wirkt bakterizid, levurozid, tuberkulozid und ist begrenzt viruzid. *smarhand liquid* hygienische Desinfektion (EN 1500), durch Verreiben der Lösung (3 ml) mit der erforderlichen Einwirkzeit von 60 Sekunden. Außerdem erfüllt das *smarhand liquid* die Anforderungen einer chirurgischen Desinfektion (EN 12791) durch Verreiben von 3 ml Liquid mit der erforderlichen Einwirkzeit von 1,5 Minuten. Vorgang wiederholen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.