



## Dentalrapid® soft SD wipes

Karton 2 x 90 Stück Lemon, XL



Artikelnr.: 210512  
Hersteller: Müller-Omicron GmbH & Co.  
Gewicht: 4.4 kg  
Höhe: 300 mm  
Breite: 20 mm  
Länge: 20 mm

**€ 33,44**

*Zzgl. MwSt.*

**Karton 2 x 90 Tücher Lemon, XL**

Alkoholfreie Desinfektionstücher gebrauchsfertig.

Aldehydfreie, fertig getränkte Tücher für den professionellen Einsatz in Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen, mit guter Reinigungsleistung, angenehmem Duft, großem Wirkungsspektrum, schnellen Einwirkzeiten und einer Remanenzwirkung. Materialschonend durch pH-neutralen Wert und besonders geeignet für alkoholempfindliche Oberflächen. VAH gelistet.

Anwendungsgebiete gemäß MPG:

Zur Reinigung und Desinfektion von allen wasserbeständigen Oberflächen, insbesondere alkoholempfindlichen Oberflächen nichtinvasiver Medizinprodukte, wie Kleingeräte, medizinisches / dental-medizinisches Inventar, Leder, Kunstleder, lackierte Oberflächen, Acrylglas.

Anwendungsgebiete gemäß Biozid-Verordnung:

Zur Desinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen Flächen aller Art.

Vorteile:

- Alkoholfrei, Aldehydfrei, pH-neutral
- Breites Wirkungsspektrum mit Remanzwirkung
- Tränk-Tuch-System VAH-gelistet
- Erfüllt 4-Felder-Test
- Acrylglas geeignet
- Aldehydfrei

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.