

# SONOREX DIGITEC DT 514

Stück H ohne Heizung

---



Artikelnr.: 210574  
Hersteller: BANDELIN electronic GmbH  
Gewicht: 10.4 kg  
Höhe: 380 mm  
Breite: 445 mm  
Länge: 475 mm

**€ 1.729,43**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Ultraschallbad DT 514 H ohne Heizung

SONOREX DIGITEC Ultraschallbäder. Die neue Generation.

- Voller Bedien- und Anzeigekomfort bei allen Gerätegrößen
- Logische Tastenbedienung mit klarer Symbolik
- Gut erkennbare Zahlenwerte mit hellen LED's
- 4-Step-Bedienung als "plug and clean"
- Heizung 20-80 °C, thermostatisch regelbar, mit LED-Anzeige für Temperatur und Heizphase
- Warn-LED bei Übertemperatur
- Timer mit Minutenvorwahl oder Dauerbetrieb
- DEGAS - frei wählbarer Impulsschall - am LED-Display sichtbar