



a-basic® preprint fast

Packung 2 x 380 ml, 5:1



Artikelnr.: 210600
Hersteller: Müller-Omicron GmbH & Co.
Gewicht: 1.569 kg
Höhe: 183 mm
Breite: 109 mm
Länge: 140 mm

€ 117,08

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 380 ml Kartusche, 5:1

a-basic® precise und preprint in 5:1 Kartuschen sind universell mit allen gängigen additionsvernetzenden Korrekturmaterialeinsetzbar. a-basic® precise verfügt über eine eher saftige Konsistenz und ist für die Doppel mischtechnik (1-step) geeignet, während a-basic® preprint eine hohe, putty-ähnliche Konsistenz aufweist und somit für die Korrekturabformung (2-step) prädestiniert ist. Beide Materialtypen bestechen durch ihr sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis und liefern dennoch präzise Ergebnisse. Eine echte wirtschaftliche Alternative für die Zahnarztpraxis.

a-basic® preprint fast set, 5:1

- Verarbeitungszeit: 1Min. 45 Sek.
- Mundverweildauer: 2 Min.
- Härte: Shore A 70
- Farbe: hell-grün
- Aroma: mint
- Abformtechnik: Korrekturabformung (2-step)