



## DataDiary Cube

Packung WiFi Dongle Key, Zugang zur DataDiary App, 5 NFC-Chipkarten

---



Artikelnr.: 210674  
Hersteller: Miele Vertriebsgesell-  
Gewicht: 0.09 kg  
Höhe: 12 mm  
Breite: 120 mm  
Länge: 170 mm

**€ 426,51**

Zzgl. MwSt.

---

**Packung** WiFi Dongle Key, Zugang zur DataDiary App, 5 NFC-Chipkarten

Prozessdokumentationssystem.

Für die lückenlose Prozessdokumentation der Instrumentenaufbereitung bietet Miele Professional die besonders zeitsparende Plug & PlayLösung per DataDiary-App. Diese empfängt Prozessdaten automatisch von den Thermodesinfektoren PG 8581 und PG 8591 sowie den Kleinstereisatoren CUBE und CUBE X und ermöglicht die Protokollerstellung per App am Tablet-Computer – ohne Kabel, USB-Stick oder sonstige Zwischenschritte. Die praktische Lösung unterstützt nun bis zu neun Miele-Geräte über ein WLAN-Netzwerk in den Praxisräumen.

### *Data Diary Cube*

- Moderne, wartungsarme Plug & Play Lösung für CUBE/CUBE X Kleinstereisatoren
- Kabellose Datenübertragung per WLAN über ein lokales Netzwerk
- Protokollerstellung im PDF-Format
- Benutzeridentifikation per User-ID mit Passwort oder NFC-Tag
- Beinhaltet den Zugang zur App, ein WiFi Dongle Key und 5 NFC-Chipkarten<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Das Tablet ist im Preis/Lieferumfang nicht enthalten.

Systemanforderungen: Tablet ab 7" mit einer minimalen Bildschirmauflösung von 1280 x 800 Pixeln und Betriebssystem ab Android™ 8 bzw. iOS® 10.