



Hinriform® Gingiva

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 12 Mischkanülen



Artikelnr.: 210675
Hersteller: Ernst Hinrichs GmbH
Gewicht: 0.247 kg
Höhe: 125 mm
Breite: 95 mm
Länge: 53 mm

€ 46,20

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 12 Mischkanülen

Hinriform® Gingiva ist ein A-Silikon mit hoher Endhärte für die Herstellung von Zahnfleischmasken. Es eignet sich für die direkte Herstellung von Zahnfleischmasken im Abdruck sowie für die indirekte Herstellung mittels Silikonschlüssel.

- Endhärte (70 Shore A), sehr hohe Reißfestigkeit
- Kurze Abbindezeit von 7-8 Minuten
- Problemlos zu beschneiden und beschleifen
- Kartusche passt in jeden handelsüblichen 50 ml Dispenser
- Einsetzbar in der gesamten Kronen- und Brückentechnik und der Implantologie
- Scanfähig