



## Splint PMMA BioStar

Stück H 15 mm, transparent



Artikelnr.: 210679  
Hersteller: Ernst Hinrichs GmbH  
Gewicht: 0.238 kg  
Höhe: 28 mm  
Breite: 120 mm  
Länge: 120 mm

**€ 29,05**

Zzgl. MwSt.

### Stück Rohling H 15 mm, transparent

Thermoplastisches Acrylpolymer auf der Basis von Methylmethacrylat (PMMA). Indikationen: *Splint PMMA BioStar* sind transparente dentale Fräsrohlinge aus PMMA für die Herstellung von Aufbissschienen, therapeutischen Schienen, Bissregulatoren und Bohrschablonen für den langfristigen Einsatz in der Mundhöhle von bis zu 12 Monaten.

- Biokompatibel – medizinisches Thermoplast, kein Chemoplast!
- Industriell auspolymerisiert – absolut geringer Restmonomergehalt
- Hohe Bruchzähigkeit und Langzeitstabilität (Bruxismus Behandlung)
- Geringste Wasseraufnahme – langfristige Passungsstabilität
- Gute Poliereigenschaften, glatte Oberflächen sind weniger anfällig für Verfärbung und Plaque-Anlagerung, wodurch gleichzeitig das Entzündungs-Risiko minimiert wird