



IMPRIMO® Model Separator

Flasche 100 ml inklusive Pinsel



Artikelnr.: 210684
Hersteller: Scheu-Dental GmbH
Gewicht: 0.17 kg
Höhe: 188 mm
Breite: 48 mm
Länge: 48 mm

€ 43,81

Zzgl. MwSt.

Flasche 100 ml inklusive Pinsel

Wasserbasiertes, blau-transparentes Gel zur Isolierung von 3D-gedruckten Modellen bei der Herstellung von herausnehmbaren KFO-Apparaturen. Gewährleistet eine optimale Isolierwirkung bei Verwendung von IMPRIMO® LC Druckerharzen und STEADY-RESIN Autopolymerisaten. Mit Pinsel dünn auftragen und gut trocknen lassen. Nicht geeignet für 3D-Modelle aus einem Filament-Drucker. STL-Datensatz zum 3D-Druck des Aufstellers für Pumpflasche und Pinsel als Download verfügbar.