



## Suavel® Antifog

Box 50 Stück blau, zum Binden, für Brillenträger

---



Artikelnr.: 210702  
Hersteller: Meditrade GmbH  
Gewicht: 0.25 kg  
Höhe: 116 mm  
Breite: 108 mm  
Länge: 183 mm

**€ 15,72**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Box** 50 Masken blau, zum Binden, für Brillenträger

Speziell für Brillenträger. Für Standard- und Langzeitanwendungen und sämtliche Anwendungen im OP- sowie Stationsbereich zum Schutz für Anwender und Patienten.

- Mit wirksamer Brillenbeschlagisolierung
- OP-Maske nach EN 14683, Typ II
- Bakterienfiltereffizienz > 98 %
- 3-lagig, blaue Außenseite
- Zum Binden
- Extralange Bänder
- Für den Einmalgebrauch
- Unsteril