



LM-Ultraschall Ultra LED Handstück

Stück ohne Schlauch



Artikelnr.: 210705
Hersteller: Medicom GmbH
Gewicht: 0.057 kg
Höhe: 20 mm
Breite: 100 mm
Länge: 170 mm

€ 890,22

Zzgl. MwSt.

Stück Handstück ohne Schlauch

Das LM-ProPower UltraLED Handstück ist mit leistungsstarken LEDs ausgestattet. Das Behandlungsfeld wird dadurch effektiv ausgeleuchtet und die Augen werden entlastet. Die ergonomische Gestaltung führt dazu, dass das Handstück sehr gut in der Hand liegt und keine unangenehme Belastung darstellt. Die Handstückoberfläche mindert Vibrationen, wirkt kälteisolierend und beugt dem Karpaltunnelsyndrom und sowie Durchblutungsstörungen vor. Das Handstück ist autoklavierbar und aufgrund der glatten Oberfläche leicht zu reinigen. Die Leistungsvielfalt und die große Auswahl an separat erhältlichen Spitzen machen das LM-ProPower UltraLED Handstück zum idealen Partner bei vielen Behandlungen, so z.B. beim Ultraschallscaling, in der Endodontie, der Apikalchirurgie, der Implantologie und bei restaurativen Eingriffen. Optional können austauschbare, autoklavierbare Silikonhülsen (LM-ErgoGrip Focus LED) in vielen unterschiedlichen Farben erworben werden, die die Ergonomie und den Komfort maximieren und ein effektives Hygienemanagement erlauben.