



## Cavity Liner Light Cure

Kit 2 x 2 g Spritze, 20 Tips

---



Artikelnr.: 210728  
Hersteller: Produits Dentaires S.A.  
Gewicht: 0.017 kg  
Höhe: 17 mm  
Breite: 27 mm  
Länge: 165 mm

**€ 39,30**

*Zzgl. MwSt.*

---

Kit 2 x 2 g Spritze, 20 Tips

Cavity Liner von PD ist ein lichthärtender, röntgensichtbarer Kavitätenliner auf Basis einer speziellen Rezeptur zur Anwendung mit Adhäsivsystemen, Kompositen und konventionellen Restaurationsmaterialien.