



## Harvard MultiChrome

Spritze 3 g MultiChrome



Artikelnr.: 210819  
Hersteller: Harvard Dental Internaton  
Gewicht: 0.027 kg  
Höhe: 35 mm  
Breite: 35 mm  
Länge: 161 mm

**€ 36,38**

*Zzgl. MwSt.*

### Spritze 3 g MultiChrome

*Harvard MultiChrome* - für Anwender, die sich ein einziges Composite für viele Farben wünschen. Das farblich adaptive Composite Harvard MultiChrome nimmt das Farbspektrum des zu behandelnden Zahnes stufenlos auf und passt es nach der Lichthärtung dank seiner besonderen lichtoptischen Konstruktion der vorhandenen Zahnschubstanz/-farbe an. Das Geheimnis liegt in der Zusammensetzung, der Form und der Verteilung der Füllstoffe im Material.

- Farblich stufenlos anpassungsfähig an fast alle Zahnfarben
- Unsichtbarer Übergang zwischen Schmelz, Dentin und Composite, Randschlüsse sind nicht zu sehen
- Hyper-Nano Technologie, sphärische Füller
- Ohne Farbpigmente
- Lichtoptischer Chamäleon-Effekt
- Niedriger Schrumpf
- Dauerhafter Hochglanz nach der Politur
- Hohe Abrasionsbeständigkeit
- Exzellente mechanische Eigenschaften
- Röntgenopak
- Opaleszenz
- Einfache Bevorratungslogistik

### Harvard Block 'n Mask - Composite zum Blocken und Maskieren

- Korrigiert die Farbanpassung in schwierigen Situationen (z.B. Durchscheinen der dunklen Mundhöhle)