



## Keramikpolierer 9752

Stück gelb unmontiert, HP, Figur 372, 2,5 mm, ISO 170

---



Artikelnr.: 210834

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 60 mm

Breite: 28 mm

Länge: 42 mm

**€ 37,04**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Polierer gelb unmontiert, HP, Figur 372, Kopflänge: 2,5 mm, ISO 170

Elastische Polierer für Keramik.