

Alginate Mixer II

Kit Cream NS inklusive Zubehör



Artikelnr.: 210894

Hersteller: Cavex

Gewicht: 27 kg

Höhe: 620 mm

Breite: 385 mm

Länge: 420 mm

€ 1.037,84

Zzgl. MwSt.

Kit Cream NS, Cavex Alginate Mixer 2, 10 x 500 g Cream NS Alginat, Magnetbehälter, 4 Mischbecher, Kunststoffspatel, Wasserdosierflasche, Kunststoffrührstab, Gebrauchsanweisung

Die Reproduzierbarkeit ist eine Grundvoraussetzung der modernen Zahnmedizin. Bei der Zubereitung von Hand kommt es aber zu Abweichungen bei der Paste, die sich auf die Qualität und die Aushärtungszeit des Abdrucks auswirken. Der Alginate Mixer macht seine Arbeit immer auf die gleiche Weise. Darauf können Sie sich verlassen.