



TD Mezzo-Mezzo Knetsilikon

Packung 1,5 kg Base, 1,5 kg Katalysator



Artikelnr.: 210958
Hersteller: Kentzler-Kaschner Dental
Gewicht: 3.298 kg
Höhe: 145 mm
Breite: 114 mm
Länge: 225 mm

€ 77,38

Zzgl. MwSt.

Packung 1,5 kg Base, 1,5 kg Katalysator

TD Mezzo-Mezzo Knetsilikon ist ein additionsvernetzendes 1:1 Knetsilikon mit der Endhärte Shore A 85 das im Vergleich zu K-Silikon (Pastenhärter) einfacher und damit sicherer zu dosieren ist. Durch seine hohe Zeichnungsgenauigkeit bietet es eine präzisere Abformung und ist durch geringere Schrumpfung äußerst dimensionsstabil. Es ist kochfest, klebt nicht, ist physiologisch unbedenklich und hat hervorragende mechanische Eigenschaften. TopDent Mezzo-Mezzo Knetsilikon empfiehlt sich für die Herstellung von Vorwällen, Kontrollbissen, Modellen bei Prothesenreparaturen, Ausblockungen, Isolierung von Zähnen bei Küvetteneinbettung und allen Arten von Abformungen.