



LM Sharp Diamond™ Scaler

Stück Figur H6/H7, grau, LM-ErgoSense® Griff



Artikelnr.: 211028
Hersteller: Medicom GmbH
Gewicht: 0.027 kg
Höhe: 15 mm
Breite: 50 mm
Länge: 200 mm

€ 75,19

Zzgl. MwSt.

Stück Scaler Figur H6/H7, grau, LM-ErgoSense® Griff

- Für alle Zahnflächen
- Längerer Schaft und kleinere seitliche Biegung als bei LM-SharpJack

LM Sharp Diamond™ Instrumente müssen nicht geschliffen werden. Sie sind aus einer äußerst beständigen Spezialmetalllegierung hergestellt, und ihre Abnutzungsbeständigkeit wird durch eine schützende Mikromembranbeschichtung wesentlich verbessert.

Eigenschaften und Komfort

- Erhalt von Form, Größe und Funktion über die gesamte Einsatzzeit
- Hergestellt aus einer äußerst beständigen Speziallegierung
- Enorme Abnutzungsbeständigkeit
- Hervorragende Schärfe und Präzision
- Hohe taktile Sensitivität
- Außergewöhnlicher Behandlungskomfort
- Zeitsparend

Griffvarianten: **LMErgoSense®**

Das Design mit dem größeren Durchmesser bietet eine sensationelle Griffigkeit, die sich in wissenschaftlichen klinischen Tests als ergonomisch und effizient erwiesen hat. Der einzigartig intelligente Griff ist optional mit RFID-Chip erhältlich. Durch die Kompatibilität mit dem LM Dental Tracking System™ bieten sich viele Möglichkeiten, das Bestandsmanagement und die Patientensicherheit zu verbessern.