



Diamantschleifer 289

Stück FG, Figur 289, 8 mm, ISO 008



Artikelnr.: 211075
Hersteller: Hopf,Ringleb & CoGmbH CIE
Gewicht: 0.004 kg
Höhe: 5 mm
Breite: 60 mm
Länge: 99 mm

€ 9,30

Zzgl. MwSt.

Stück Schleifer FG, Figur 289, Kopflänge: 8 mm, ISO 008

- Normal-Körnung (80-120 μ)
- schwarz = extra-grob (180 μ)
- grün = grob (120-135 μ)
- rot = fein (45 μ)
- gelb = extra-fein (35 μ)
- weiß = ultra fein (5-15 μ)
- orange = UU-fein (2-4 μ)
- Drehzahl (ISO 005-014) 450.000 U/min., Drehzahl (ISO 016-023) 300.000 U/min.