



smartBibs

Karton 500 Stück lila



Artikelnr.: 211431
Hersteller: Smartdent
Gewicht: 3.572 kg
Höhe: 248 mm
Breite: 256 mm
Länge: 340 mm

€ 15,65

Zzgl. MwSt.

Karton 500 Servietten lila

Patientenschutzserviette aus zwei Lagen Papiervlies sowie einer Lage Polyethylen. Das Papiervlies ist sehr saugfähig. Die Polyethylen-Beschichtung schützt den Patienten vor Verunreinigungen und Feuchtigkeit. Format 33 x 45 cm.