



Chirurgische Absaugkanüle

Packung 20 Stück steril mit Adapter



Artikelnr.: 211455
Hersteller: Euronda Deutschland GmbH
Gewicht: 0.159 kg
Höhe: 103 mm
Breite: 99 mm
Länge: 296 mm

€ 27,27

Zzgl. MwSt.

Packung 20 Absaugkanülen steril mit Adapter

Chirurgische Absaugkanülen mit gebogener Spitze. Die Einmalkanülen lassen sich verwenden auf Absauganlagen mit einem Ansatz von 11 Millimetern oder 16 Millimetern. Die Absaugspitze ist für bessere Sichtbarkeit blau eingefärbt. Durch Abnehmen der Spitze lässt sich die Absaugöffnung von drei auf fünf Millimeter erweitern. Die Kanülen sind einzeln steril verpackt und bis zu fünf Jahre steril lagerfähig. Empfohlen für sterile Eingriffe in der Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie und bei implantologischen Operationen.