



smartCeram

Spritze 3 g A1



Artikelnr.: 211482
Hersteller: Smartdent
Gewicht: 0.5 kg
Höhe: 21 mm
Breite: 42 mm
Länge: 147 mm

€ 8,90

Zzgl. MwSt.

Spritze 3 g A1

smartCeram ist ein lichthärtendes, hochglanzpolierbares Hybrid Komposit mit einem ultrafeinen, röntgenopaken Glasfüllstoff für die adhäsive Füllungstherapie. Aufgrund des ultrafeinen Füllstoffes lassen sich außerordentlich homogene und hochglanzpolierbare Restaurationen herstellen, die durch einen gezielt eingestellten Chamäleoneneffekt eine optimale Farbanpassung der Füllung ermöglichen (Transparenz > 4-5- %). Es gelten die Richtlinien und Vorgaben der DIN EN ISO 4049.

Indikationen

- Front- und Seitenzahnrestaurationen der Klassen I, II, III, IV und V nach Black
- Inlays, Onlays und Veneers
- Erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren
- Stumpfaufbauten
- Schienung von gelockerten Zähnen
- Form- und Farbkorrekturen zur Verbesserung der Ästhetik

Röntgenopazität: 150 % AL

Durchhärtetiefe: max. 2 mm

Vickers Härte 784

Transparenz: > 4-5%

Lichtintensität für die Aushärtung > 650 mW / cm²

Wellenlänge für die Aushärtung 350 – 500 nm

Aushärtezeit 40 sec.