



smartBite speed mit Himbeeraroma

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche Himbeere



Artikelnr.: 211500
Hersteller: Smartdent
Gewicht: 0.268 kg
Höhe: 115 mm
Breite: 54 mm
Länge: 130 mm

€ 19,14

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche Himbeere

Das smartBite speed ist ein schnellhärtendes, additionsvernetzendes Vinylpolysiloxan mit einer Gesamtabbindezeit von 1 Minute. smartBite speed hat einen angenehmen Himbeergeschmack, die Farbe ist entsprechend auch Himbeer-rot. smartbite speed ist schwerfließend mit einer Shore A85 und erfüllt alle Ansprüche an ein hochwertiges Bissregistriermaterial.