



smartCeram flow

Packung 2 x 2 g Spritze A2



Artikelnr.: 211502
Hersteller: Smartdent
Gewicht: 0.025 kg
Höhe: 21 mm
Breite: 42 mm
Länge: 147 mm

€ 10,98

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 2 g Spritze A2

smartCeram flow ist ein lichthärtendes, fließfähiges, hoch röntgensichtbares Komposit von hoher Viskosität der neuen Generation. Es gelten die Richtlinien und Vorgaben der DIN EN ISO 4049. Bis-GMA frei.

Indikationen:

- Fissurenversiegelung
- Erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren
- Füllungen der Klasse V nach Black (Zahnkaries, Wurzelerosionen, keilförmige Defekte)
- Minimalinvasive Füllungen der Klassen I, II und III nach Black
- Korrekturen von Zahnschmelzdefekten
- Ausblocken von Unterschnitten
- Kleinere Form- und Farbkorrekturen am Schmelz

Röntgenopazität: 210 % AL

Durchhärtetiefe: max. 2 mm

Vickers Härte 794

Lichtintensität für die Aushärtung 650 mW/cm²

Wellenlänge für die Aushärtung 350 – 500 nm

Aushärtezeit 40 sec.