



## smartCite All`N`One Bonding

Flasche 5 ml



Artikelnr.: 211517  
Hersteller: Smartdent  
Gewicht: 0.02 kg  
Höhe: 55 mm  
Breite: 27 mm  
Länge: 73 mm

**€ 17,46**

Zzgl. MwSt.

### Flasche 5 ml

*smartCite All`N`One* ist ein selbstätzendes, lichthärtendes Einkomponenten Bonding für die sichere und zuverlässige Befestigung von Füllungskompositen auf natürlichen Zahnhartsubstanzen. Das Adhäsiv kann im Self Etch Verfahren oder im Selective Etch Verfahren angewendet werden. *smartCite All`N`One* ist kompatibel mit allen gängigen lichthärtenden Kompositmaterialien.

### Indikationen:

- Direkte, lichthärtende Kompositrestaurationen auf dem natürlichen Zahn
- Indirekte Restaurationen aus Komposit und Keramik (Inlays, Onlays, Veneers, Kronen) mit licht- und dualhärtenden Befestigungskompositen z. B. mit Root Cem Viscous
- Reparatur frakturierter Kompositfüllungen