



## GC Initial™ IQ Lustre Pastes ONE

Set 88 g



Artikelnr.: 211646  
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)  
Gewicht: 1.924 kg  
Höhe: 96 mm  
Breite: 244 mm  
Länge: 321 mm

**€ 695,31**

*Zzgl. MwSt.*

**Set 88 g LP ONE Paste (16 x 4 g Paste (A, B, C, D, neutral, vanilla, white, light grey, dark grey, light blue, dark blue, incisio, olive, orange, twilight, neutral flo), 2 x 12 g Paste (neutral, neutral flo))**

*GC Initial IQ ONE SQIN* keramisches Konzept bestehend aus malbaren Farb- und Strukturmassen für die ästhetische Umsetzung von monolithischen und vestibulär reduzierten Verblendgerüsten aus Zirkonoxid oder LDS-Vollkeramik. Mit der *GC Initial IQ ONE SQIN*-Technik können Sie effizient und einfach hochästhetische Ergebnisse erzielen. Diese sind den konventionell geschichteten Restaurationen ebenbürtig, können jedoch mit einem deutlichen Zeitgewinn verarbeitet werden – im Front- als auch Seitenzahnbereich. Das *GC Initial IQ ONE SQIN* System Set basiert auf der GC Initial "IQ Philosophie" und besteht aus drei, perfekt aufeinander abgestimmter Keramikmaterialien:

### **GC Initial IQ Lustre Pastes ONE**

- Die vielseitig einsetzbare, malbare Keramik für die ergänzende Gestaltung der Restaurationen, die innere und äußere Charakterisierung von Verblendgerüsten und für den Connector-Brand (notwendig bei SQIN)
- Gebrauchsfertige Konsistenz
- Natürlich wirkende Fluoreszenz
- Malbare Tiefenlichtdynamik für einen natürlichen 3D-Effekt