



BLUE MARKER Verdünner

Flasche 18 ml Spezial Verdünner



Artikelnr.: 211903
Hersteller: Yeti Dentalprodukte GmbH
Gewicht: 0.058 kg
Höhe: 80 mm
Breite: 32 mm
Länge: 33 mm

€ 19,04

Zzgl. MwSt.

Flasche 18 ml Spezial Verdünner

Punktgenaues Erkennen und gezieltes Beseitigen von Früh- oder Störkontakten beim Aufpassen von Kronen, Inlays, Geschiebeteilen.

- Außergewöhnlich dünn und gleichmäßig auf den Gipsstumpf aufzutragen
- Schnelltrocknend und deckend
- Punktgenaues Abzeichnen aller Störstellen in den Kroneninnenflächen. Haftet auf Metall, Keramik, Gips und Kunststoff
- Sauber und mühelos von versiegelten Gipsoberflächen abwaschbar (vor dem Keramikbrand oder Einbetten abwaschen!)
- 100 % wasserlöslich