



## GC Fuji ORTHO LC Automix

Set



Artikelnr.: 212012  
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)  
Gewicht: 0.16 kg  
Höhe: 57 mm  
Breite: 180 mm  
Länge: 62 mm

**€ 210,89**

*Zzgl. MwSt.*

**Set** 13.3 g Kartusche, 20 GC Anmischkanülen für LC, 2 x 1.4 g ORTHO GEL CONDITIONER, 15 Pinselspitzen Fuji ORTHO LC Paste Pack Automix ist eine neue Komponente unseres kunststoffmodifizierten Glasionomersortiments aus der GC Fuji ORTHO-Produktfamilie. Sie zeichnet sich durch ein einfaches Handling aus, da weder eine Säure-Ätzung, noch eine Trockenlegung erforderlich ist. Die anhaltende und regenerierbare Fluoridfreisetzung unterstützt den Schutz des Zahnschmelzes und verringert das Risiko für das Auftreten von White Spots während der kieferorthopädischen Behandlung. Der hervorragende Verbund bewirkt eine zuverlässige Fixierung von Brackets, Bändern und Apparaturen für die Dauer der Behandlung und ermöglicht ihre problemlose Entfernung, ohne dabei den Schmelz zu beschädigen. GC Fuji ORTHO-Produktfamilie – überlegene Lösungen für Spitzenergebnisse, Unbeschwertheit und zufriedene Patienten.