



## Monoart® flexible Anrührbecher

Stück Ø 12,5 cm, Gr. 2

---



Artikelnr.: 212018  
Hersteller: Euronda Deutschland GmbH  
Gewicht: 0.134 kg  
Höhe: 88 mm  
Breite: 127 mm  
Länge: 127 mm

**€ 4,14**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Anrührbecher Ø 12,5 cm, Gr. 2

Dunkelgrüner sehr flexibler Becher aus Silikon. Leicht zu reinigen dank einer speziellen Beschichtung. Der Becher eignet sich damit bestens zum Anrühren von Alginaten, Gipsen oder auch Einbettmassen. Monoart Anrührbecher gibt es in vier Größen mit einem Durchmesser von 11 cm bis 15,5 cm.