



Sempermed® syntegra IR

Packung 50 Paar puderfrei, creme, Größe 7



Artikelnr.: 212138
Hersteller: SFD Solutions GmbH
Gewicht: 2 kg
Höhe: 220 mm
Breite: 150 mm
Länge: 270 mm

€ 118,58

Zzgl. MwSt.

Packung 50 Paar Handschuhe puderfrei, creme, Größe 7

Steriler, synthetischer Polyisopren-Operationshandschuh, puderfrei, latexfrei mit Latexeigenschaften und synthetischer Innenbeschichtung.

Die Innovation im OP:

- Synthetischer Polyisopren (IR) glänzt mit denselben physikalischen Eigenschaften wie Naturlatex: höchste Elastizität und Reißkraft, bei geringer Spannung
- Der *Sempermed® Syntegra IR* aus synthetischem Polyisopren schont Arzt und Patient: puderfrei, naturlatexfrei und frei von allergenen Proteinen. Somit ist die Gefahr der Sensibilisierung von vornherein ausgeschaltet – insbesondere für Atopiker
- Die mikrorauhe Oberfläche sichert besten Griff. Für perfekte Instrumentenführung – auch im feuchten Milieu. Die ideale Kombination – ein innovatives Material im bewährten Sempermed Design – für ein Tastgefühl wie bei Naturlatex
- Der *Sempermed® Syntegra IR* ist durch das weiche elastische Material, in jeder Situation leicht und schnell angezogen. Die Innenbeschichtung bildet keine glatte Oberfläche, sondern hat eine spezielle netzartige Struktur, wodurch der Reibungswiderstand beim Anziehen erheblich reduziert wird