



SafeJet™

Packung 250 Stück für Multifunktionsspritze



Artikelnr.: 212176
Hersteller: Medicom GmbH
Gewicht: 0.362 kg
Höhe: 66 mm
Breite: 260 mm
Länge: 300 mm

€ 40,46

Zzgl. MwSt.

Packung 250 Ansätze für Multifunktionsspritze

Hygienische Einweg-Spritzenansätze für die Funktionsspritze reduzieren das Infektionsrisiko. Gewährleisten eine einwandfreie Funktion, jederzeit eine saubere Luft-Wassertrennung und einen sicheren Halt an der Spritze. Für alle Patient*innen als besondere Hygienemaßnahme leicht erkennbar. Kompatibel mit allen *SafeJet™*, Pro-Tip® oder Pro-Tip® Turbo* Adaptern.

*PRO-TIP und PRO-TIP TURBO sind eingetragene Marken der ASTEK INNOVATIONS LIMITED. Die Produkte von Medicom werden nicht von Astek unterstützt, sind nicht direkt mit Astek verbunden, werden nicht von Astek gewartet, zugelassen oder gesponsert.