



smartsonic med 30 Edelstahlkorb

Stück



Artikelnr.: 212248
Hersteller: Smartdent
Gewicht: 0.327 kg
Höhe: 90 mm
Breite: 115 mm
Länge: 299 mm

€ 38,65

Zzgl. MwSt.

Stück Edelstahlkorb

Edelstahlkorb für das smartsonic med 30.

- Aus Edelstahl und Rilsan-beschichteten Griffen
- Innenmaße (mm): 195/105/50, max. Beladungsgewicht 1 kg