



Säurebeständige Kunststoffwanne

Stück inklusive Deckel



Artikelnr.: 212249
Hersteller: Smartdent
Gewicht: 0.403 kg
Höhe: 133 mm
Breite: 201 mm
Länge: 305 mm

€ 40,53

Zzgl. MwSt.

Stück Kunststoffwanne inklusive Deckel

Säurebeständige Kunststoffwanne inklusive Deckel.

- Zur Reinigung mit aggressiven Chemikalien
- Bestehen aus tiefgezogenem Polypropylen und sind sehr chemikalienresistent
- Werden direkt in das Ultraschallgerät eingehängt, das vorab mit wenig Wasser (Kontaktflüssigkeit) befüllt wird. Der Ultraschall wird dann über die Kontaktflüssigkeit in die mit Arbeitsflüssigkeit (z.B. Säure) gefüllte Einsatzwanne übertragen
- Außenmaße B/T/H (mm) 300/200/115, Innenmaße B/T/H (mm) 250/190/165, empfohlenes Arbeitsvolumen 1,3 L