



Reinigungsbecher

Stück weiß



Artikelnr.: 212251
Hersteller: Smartdent
Gewicht: 0.039 kg
Höhe: 60 mm
Breite: 100 mm
Länge: 100 mm

€ 4,99

Zzgl. MwSt.

Stück Becher weiß

Reinigungsbecher blau oder weiß.

- Können über einen Einsatzdeckel in das Ultraschallbad gehängt werden
- Außenmaße B/T/H (mm) 95/90/55, Durchmesser 75 mm