



## Tauchkorb aus Kunststoff

Stück aus Kunststoff

---



Artikelnr.: 212254  
Hersteller: Smartdent  
Gewicht: 0.025 kg  
Höhe: 185 mm  
Breite: 85 mm  
Länge: 82 mm

**€ 12,47**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Tauchkorb aus Kunststoff

*Tauchkorb aus Kunststoff*

- Können einzeln oder mehrfach in das Ultraschallbad gehängt oder in einen Reinigungskorb gestellt oder einzeln in ein Becherglas getaucht werden
- Außenmaße B/H (mm): 90/180, Innendurchmesser 40 mm