



smartSonic MED clean EC 10

Kanister 5 Liter



Artikelnr.: 212256
Hersteller: Smartdent
Gewicht: 5.506 kg
Höhe: 231 mm
Breite: 163 mm
Länge: 199 mm

€ 62,35

Zzgl. MwSt.

Kanister 5 Liter

smartSonic MED clean EC 10 ist ein flüssiges, alkalisches Universalreinigungskonzentrat zur gründlichen Ultraschall- und Tauchreinigung von alkalibeständigen Reinigungsgütern und Medizinprodukten wie z.B. Labor-, medizinische, zahnärztliche und zahntechnische Instrumente, Kronen, Abdrucklöffel u.a. aus Edelstahl, Stahl, Keramik, Glas, Kunststoff und Gummi. *smartSonic MED clean EC 10* entfernt Blut, Speichel, Proteine, Gewebe- und Knochenreste sowie Fette, Öle, Schleif- und Polierpasten. Nicht geeignet für Aluminium, Zink bzw. Leichtmetall-Legierungen sowie alkaliempfindliche und spannungsrisss-gefährdete Kunststoffe wie z.B. ABS und PC.

Dosierung: 5%, bei starker Verschmutzung bis zu 10%, T = 50-80°C (frisches Blut & Protein: T 42°C), 4-10 min im Ultraschall. Gereinigte Teile unter fließend Wasser abspülen.