



VITA Temperaturkalibrierset

Set 10 Temperaturprüfinge



Artikelnr.: 212350
Hersteller: Vita Zahnfabrik
Gewicht: 0.042 kg
Höhe: 25 mm
Breite: 25 mm
Länge: 85 mm

€ 54,83

Zzgl. MwSt.

Set 10 Temperaturprüfinge

Temperaturkalibrierset für den VITA Sinterofen VITA ZYRCOMAT 6100 MS und das Vorgängermodell VITA ZYRCOMAT 6000 MS zur Kontrolle der Sintertemperatur für gleichbleibende Ergebnisse und Gewährleistung eines nachhaltigen und gesicherten Qualitätsstandards. Temperaturprüfinge auch als Einzelartikel im Nachkaufset.