



Abdeckfolie mit Klebeleiste

Packung 20 Stück transparent, 40 x 50 cm, Kunststoff, mit Klebestreifen



Artikelnr.: 212361
Hersteller: Euronda Deutschland GmbH
Gewicht: 0.51 kg
Höhe: 133 mm
Breite: 199 mm
Länge: 272 mm

€ 29,07

Zzgl. MwSt.

Packung 20 Folien transparent, 40 x 50 cm, Kunststoff, mit Klebestreifen

Transparente Folie mit Klebestreifen zum Abdecken von Physio-Dispensern, Steuereinheiten von Chirurgiegeräten und anderen Oberflächen. Verhindert Verunreinigungen durch Körperflüssigkeiten, Sprühnebel oder Aerosole bei medizinischen Eingriffen. Dank der praktischen Klebeleiste an der 40 cm langen Seite lässt sich die Folie sicher fixieren. Die Transparenz erhält die Lesbarkeit und Bedienbarkeit von Geräten, Tastern und Displays. Nach Behandlungsende lässt sich die Folie einfach abziehen.