



Easywhite® Ready

Kit



Artikelnr.: 212392
Hersteller: American Dental Systems
Gewicht: 0.05 kg
Höhe: 50 mm
Breite: 50 mm
Länge: 210 mm

€ 65,78

Zzgl. MwSt.

Kit 2,5 g Easywhite Ready, 1,5 g Easydam, 4 Kanülen

Easywhite® Ready ist ein 2-Komponenten-Material zum Aufhellen verfärbter Zähne. Es kann sowohl ohne als auch mit einer photokatalytischen Aktivierung verwendet werden und ist nur für die Behandlung in der Zahnarztpraxis vorgesehen. Durch das Mischen der beiden Komponenten mittels Automix-Kanüle wird das Bleichmittel aktiviert. Durch eine Bestrahlung mit Licht/Laser kann der Bleichvorgang verbessert werden.