



Aniosyme Synergy WD

Karton 2 x 5 Liter Kanister



Artikelnr.: 212394
Hersteller: Ecolab Deutschland GmbH
Gewicht: 12.461 kg
Höhe: 217 mm
Breite: 246 mm
Länge: 283 mm

€ 74,52

Zzgl. MwSt.

Karton 2 x 5 Liter Kanister

Tri-enzymatischer Flüssigreiniger für die maschinelle Instrumentenaufbereitung. *Aniosyme Synergy WD* ist ein mild-alkalischer, flu?ssiger Reiniger fu?r die maschinelle Instrumentenaufbereitung. Die speziell entwickelte, silikاتفreie Formulierung bietet eine hervorragende Reinigungsleistung und eine ausgezeichnete Materialverträglichkeit schon bei niedrigsten Konzentrationen.