



# ProCare Protein Check

Packung 3 Stück



Artikelnr.: 212410  
Hersteller: Miele Vertriebsgesell-  
Gewicht: 0.185 kg  
Höhe: 28 mm  
Breite: 157 mm  
Länge: 232 mm

**€ 113,85**

*Zzgl. MwSt.*

## **Packung** 3 Einheiten ProCare Protein Check

Der ProCare Protein Check dient dem qualitativen Nachweis von Proteinrückständen nach der Beendigung eines Aufbereitungsprozesses mit thermischer Desinfektion. Der Nachweis erfolgt durch spezifische Bindung des Farbstoffs "Acid Red" an Protein.

Er ist anwendbar für Instrumente in:

- Niedergelassenen Praxen
- Ambulanten OP-Einrichtungen
- Kliniken
- In der zentralen und dezentralen Instrumentenaufbereitung in Krankenhäusern