



Carebox blue Adapter

Stück für W&H Turbinen (Roto Quick)



Artikelnr.: 212412

Hersteller: MELAG GmbH & Co.KG

Gewicht: 0.5 kg

€ 153,68

Zzgl. MwSt.

Stück Adapter für W&H Turbinen (Roto Quick)

Reinigung und Pflege sind die Basis für eine zuverlässige Funktionsweise und lange Lebensdauer der Winkelstücke und Turbinen. Mit unseren speziell für Careclave entwickelten Adaptern können Sie die Carebox Blue mit bis zu 8 Übertragungsinstrumenten beladen. Das Verschließen von unbenutzten Adaptern ist nicht notwendig. Denn das patentierte Dosierverfahren iDOS garantiert unabhängig von Ihrer Beladung ein optimales Aufbereitungsergebnis.

Zweckbestimmung

Die Adapter dienen der Innenreinigung von Übertragungsinstrumenten.