



## Carebox blue Adapter

Stück für ISO-Anschluss (Intrakupplung)

---



Artikelnr.: 212414  
Hersteller: MELAG GmbH & Co.KG  
Gewicht: 0.037 kg  
Höhe: 23 mm  
Breite: 78 mm  
Länge: 152 mm

**€ 153,68**

*Zzgl. MwSt.*

---

### Stück Adapter für ISO-Anschluss (Intrakupplung)

Reinigung und Pflege sind die Basis für eine zuverlässige Funktionsweise und lange Lebensdauer der Winkelstücke und Turbinen. Mit unseren speziell für Careclave entwickelten Adaptern können Sie die Carebox Blue mit bis zu 8 Übertragungsinstrumenten beladen. Das Verschließen von unbenutzten Adaptern ist nicht notwendig. Denn das patentierte Dosierverfahren iDOS garantiert unabhängig von Ihrer Beladung ein optimales Aufbereitungsergebnis.

Zweckbestimmung

Die Adapter dienen der Innenreinigung von Übertragungsinstrumenten.