



Carebox blue Adapter

Stück M8 x 1, exzentrisch



Artikelnr.: 212433

Hersteller: MELAG GmbH & Co.KG

Gewicht: 0.5 kg

€ 67,55

Zzgl. MwSt.

Stück Adapter M8 x 1, exzentrisch

Reinigung und Pflege sind die Basis für eine zuverlässige Funktionsweise und lange Lebensdauer der Winkelstücke und Turbinen. Mit unseren speziell für Careclave entwickelten Adaptern können Sie die Carebox Blue mit bis zu 8 Übertragungsinstrumenten beladen. Das Verschließen von unbenutzten Adaptern ist nicht notwendig. Denn das patentierte Dosierverfahren iDOS garantiert unabhängig von Ihrer Beladung ein optimales Aufbereitungsergebnis.

Zweckbestimmung

Die Adapter dienen der Innenreinigung von Übertragungsinstrumenten.