



## Asiga PRO Tray

Stück 2 Liter



Artikelnr.: 212674  
Hersteller: Scheu-Dental GmbH  
Gewicht: 1.06 kg  
Höhe: 70 mm  
Breite: 270 mm  
Länge: 400 mm

**€ 97,36**

*Zzgl. MwSt.*

### Stück Tray, 2 Liter

Das Tray System der Asiga PRO 4K gewährleistet ein einfaches Wechseln und Nachfüllen der Materialien. Es umfasst drei verschiedene Trays mit einer maximalen Druckkapazität von 2l, 5l oder 10l. Jedes Tray ist mit einem RFID-Chip ausgestattet, der das beim Druckvorgang erzeugte Objektvolumen erfasst. Ist das maximale Druckvolumen erreicht, erkennt der Drucker über den RFID-Chip, dass das Tray ersetzt werden muss und gibt diese Information über das Display an den Anwender weiter. Eine Nutzung des Trays über sein maximales Druckvolumen hinaus ist nicht möglich.