



roeko Absaugkanülen

Packung 100 Stück, Adapter, Ø 4,8 mm



Artikelnr.: 212923
Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH
Gewicht: 0.386 kg
Höhe: 40 mm
Breite: 175 mm
Länge: 230 mm

€ 46,64

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Kanülen, Adapter, Ø 4,8 mm

Die unsterilen Kunststoffkanülen mit einer Ansaugöffnung von Ø 4,8 mm eignen sich zum Absaugen bei nicht chirurgischen Eingriffen. Sie entsprechen in Form und Länge den Kanülen der Surgitip-Familie, das heißt gezieltes Absaugen ohne Sichtbehinderung. Um die Einmalkanüle an Ø 11 mm und Ø 16 mm Absauganlagen anschliessen zu können, liegt jeder Packung mit 100 Kanülen ein Doppeladapter bei.