

Q3 Basic

Stück komplett, Kniestuerung



Artikelnr.: 213484
Hersteller: Schick Dental GmbH
Gewicht: 2.7 kg
Höhe: 180 mm
Breite: 290 mm
Länge: 360 mm

€ 1.401,73

Zzgl. MwSt.

Stück Steuereinheit komplett, Kniestuerung

Die neue Q3 Serie von Schick bietet mit bis zu 60.000 U/min und 11 Ncm Drehmoment unschlagbar hohe Leistungsparameter. Dank neuer Technologie lässt sich die Drehzahl extrem feinfühlig regeln und eignet sich deshalb optimal für die Bearbeitung auch von anspruchvollsten Dentalwerkstoffen.